



Für rotierendes Instrumentarium

d

Ready to use disinfectant cleaner for rotary instruments

eng

Desinfectante para el instrumental de rotación listo para usar

es



- Gebrauchsfertige Lösung
- Sicherer Infektionsschutz
- Sauberes Instrumentarium
- Geruchsneutral

- Ready-mixed solution
- Guaranteed protection against infection
- For clean instruments
- Odour neutral

- Solución lista para usar
- Protección segura contra infecciones
- Instrumentos limpios
- Inodoro

Zur schonenden Reinigung und Desinfektion von Diamantfräsern, Hartmetallfräsern, Stahlbohrern, Wurzelkanal- und Diamantinstrumenten, Fräsern und rotierenden Kleininstrumenten. Auch zur Desinfektion während der Ultraschall-Reinigung geeignet. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TbB/ Mycobacterium terrae), Pilze und Viren (HBV/HIV). DGHM-gelistet.

For the gentle cleaning and disinfection of steel drills, root canal and diamond instruments, milling tools and small-sized rotary instruments. Also qualified for the disinfections during ultrasonic cleaning. Effective against bacteria (including TbB/Mycobaterium terrae), fungi and viruses (HBV/HIV). DGHM-listed (German Society for Hygiene and Microbiology).

Para una cuidadosa limpieza y desinfección de fresas de diamantes, fresas de metal duro, fresas de acero, instrumentos diamantados y para el tratamiento de canales de raíz, fresas y instrumentos de rotación pequeños. Se puede utilizar para la desinfección durante la aplicación de ondas sónicas (ultrasonidos). Destruye bacterias (incl. TbB/mycobaterium terrae), hongos y virus (VHB/VIH). Citado en la lista de la DGHM (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología).

1 Liter Flasche      Bestell-Nr. 101  
5 Liter Kanister      Bestell-Nr. 102  
10 Liter Kanister      Bestell-Nr. 103

1 litre bottle      Order No. 101  
5 litre canister      Order No. 102  
10 litre canister      Order No. 103

Botella de 1 litro      N° de pedido 101  
Bidón de 5 litros      N° de pedido 102  
Bidón de 10 litros      N° de pedido 103

# Bohricin®

## deutsch

### Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- tuberkulozid
- fungizid
- begrenzt viruzid (HBV/HIV)

### Zusammensetzung:

100g Bohricin®-Bohrerbad enthalten:

- 4,7g Kaliumhydroxid
- 7,9g Ethanol
- 7,2g 2-Propanol
- 0,4g Formaldehyd
- 0,9g Glyoxal
- Hilfsstoffe
- Wasser

### Anwendungshinweise:

Die benutzten Instrumente direkt nach der Verwendung in das Bohricin®-Bad einlegen, damit Verschmutzungen nicht antrocknen. Nicht mit anderen Mitteln mischen, nach dem Bad mit Wasser abspülen. Nach dem Trocknen auf Zellstofftüchern sind die Instrumente wieder verwendbar. Achtung: Instrumente nicht mit den Fingern berühren. Verschiebbare Gefäße dürfen nicht aus Polycarbonat bestehen. Bohricin® ist auch zur Desinfektion während der Ultraschall-Reinigung geeignet.

### Einwirkzeit:

15 Minuten  
Einlegedauer von 2 Tagen schadet den Instrumenten nicht.  
Entsprechend der Verschmutzung sollte jedoch das Bad öfters erneuert werden.

### Besonderer Hinweis:

Vor einer Heißluftsterilisation sind Instrumente und Fräser nach dem Bohricin®-Bad gründlich unter fließendem Wasser abzuspülen, um eine Schwarzfärbung zu vermeiden. Alkali- und alkoholempfindliche Kunststoff- und Aluminiumteile sowie kunstharzgelebte Bohrer nicht ins Bohricin®-Bad legen.

PZN:           1 L: 1915380  
                  5 L: 1915397  
                  10 L: 1915405

## CE 0482

# Bohricin®

## english

### Disinfectant effects:

- bactericide
- tuberculocide
- fungicide
- limited virucidal efficacy (HBV/HIV)

### Composition:

100g Bohricin® drill bath contains:

- 4.7g potassium hydroxide
- 7.9g ethanol
- 7.2g 2-propanol
- 0.4g formaldehyde
- 0.9g glyoxal
- excipients
- water

### Application instructions:

Insert used instruments in Bohricin®-bath immediately after use, in order that contamination not dry onto the surface. Do not mix with other substances, and after bath, rinse with water. The instruments may be used again after drying on pulp-towels. Caution: Do not touch instruments with fingers. Sealable tanks must not consist of polycarbonate. Bohricin® is also applicable for disinfection during ultrasonic cleaning.

### Required exposure time:

15 minutes  
Instruments placed in the bath for 2 days will suffer no damage. The bath should be renewed more frequently if instruments are heavily soiled.

### Special advice:

Prior to hot air sterilisation, instruments and burs should be thoroughly rinsed under running water after exposure to Bohricin® to avoid black discoloration. Plastic and aluminium components sensitive to alkalis and alcohols and drills with resin adhesives should not be placed in a Bohricin® bath.

## CE 0482

# Bohricin®

## español

### Área de acción:

- bactericida
- tuberculicida
- fungicida
- limitadamente virucida (VHB/VIH)

### Composición:

100g de Bohricin® baño para fresas contienen:

- 4,7g de hidróxido de potasio
- 7,9g de etanol
- 7,2g de 2-propanol
- 0,4g de formaldehído
- 0,9g de glioxal
- excipientes
- agua

### Indicaciones de aplicación:

Bañar con Bohricin® los instrumentos utilizados directamente después de usarlos para que la suciedad no se seque. No mezclar con otros productos. Después del baño aclarar con agua. Después de secarlos encima de los paños de celulosa, los instrumentos pueden volver a utilizarse. Atención: No tocar los instrumentos con los dedos. Los recipientes con cierre no deben ser de policarbonato. Bohricin® también es apto para la desinfección durante la limpieza por ultrasonido.

### Tiempo de actuación:

15 minutos  
Un baño de dos días no dañará los instrumentos, pero se tendrá que cambiar el baño según su ensuciamiento.

### Nota especial:

Tras el baño en Bohricin® y antes de la esterilización con aire caliente, ha de lavarse los instrumentos y las fresas con abundante agua corriente, para evitar una coloración negra. No inmergir piezas de plástico o aluminio sensibles a álcalis o alcohol en un baño de Bohricin®, así como tampoco fresas pegadas y/o armadas con resina sintética.

## CE 0482

Vertrieb über/distribution:

FAVODENT Karl Huber GmbH, Greschbachstr. 17, 76229 Karlsruhe  
Telefon: +49(0)721-62 686-0, Telefax: +49(0)721-62 686-66  
E-Mail: info@favodent.com, Internet: www.favodent.com