

Firmenname

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GefStoffV

Datum:

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Unterschrift:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Provis

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Umweltgefährlich
- Reizt die Augen
- Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben


SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Behälter dicht geschlossen halten.
- Feuchtigkeit vermeiden, da hierunter die Produktqualität leidet.
- Das Material ist nur für den zahnärztlichen Bedarf bestimmt.
- Aus hygienischen Gründen nicht zusammen mit Lebensmittel lagern.
- Nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Gebrauchsanweisung und Aufdrucke beachten.
- Dichtschließende Schutzbrille benutzen.
- 0,2 mm Nitrilhandschuhe werden empfohlen .
- Bei unbeabsichtigter Freisetzung mechanisch aufnehmen
- Am Arbeitsplatz nur die jeweils für die Arbeiten notwendigen Mengen vorhalten.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Geeignete Löschmittel: Schaum, CO₂ , Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: keine Angaben

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder seine Zersetzungsprodukte: bei Brand kann Zinkoxidstaub, sowie geringe Mengen Chlorwasserstoff oder Schwefeloxide freigesetzt werden

ERSTE HILFE



Allgemeine Hinweise: mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen

Nach Einatmen: entfällt da gebundener Feststoff

Nach Hautkontakt: entfällt da gebundener Feststoff

Nach Augenkontakt: entfällt da gebundener Feststoff

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken, bei Unwohlsein ärztliche Hilfe zuziehen.

NOTRUF: 112

ERSTHELFER:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Stoffspezifische Entsorgungsvorschriften beachten