

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Favosept NF

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Behälter dicht verschlossen, kühl und trocken lagern.

Atenschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: NR (Naturkautschuk, Naturlatex)

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: 112 Ruhe bewahren, Arbeit umgehend beenden, ggf. Geräte ausschalten, Gefahrenbereich verlassen, ggf. Türen schließen und Hilfe anfordern / Notruf betätigen.
Im Brandfall: Feuerwehr alarmieren, ggf. Entstehungs- oder kleinbrand mit Feuerlöscher bekämpfen, ggf. Feuerwehr einweisen.
Eigenschutz beachten.
Ungeschützte Personen fernhalten, ggf. Sammelplatz aufsuchen.

ERSTE HILFE



Arzt:
112

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und Augen während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen.

Nach Berührung mit der Haut: Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Sofort mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Wenn bei Bewusstsein, viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Stand: 10.08.2015

Nr.: FA-BAW-18

Datum:

Unterschrift: