

Gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen

- Handliches Tuch
- Rasche Einwirkzeiten
- Angenehmer Geruch
- Phenol- und aldehydfrei

Umfangreiches Wirkungsspektrum:

- Bakterizid inkl. MRSA-Stämme
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV

Wirkstoffkombination:

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

37,0 % 1-Propanol

24,0 % Ethanol

Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. TbB und MRSA-Stämme), Pilze (Candida albicans) nach DGHM/VAH und Viren (inkl. HBV/HCV/HIV):

Hohe Belastung konz. 1 min.

Niedrige Belastung konz. 30 sec.

Verpackungseinheit	PZN	Art.-Nr.
Dose (inkl. 100 feuchte Tücher)	2170491	116
Nachfüllpack (100 feuchte Tücher)	2170485	117

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

0721-62686-0

info@favodent.com

CE 0482 N-28103

FloraQUICK® Tücher



Anwendungsbereiche:

FloraQUICK® Tücher eignen sich zur Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten (gem. MPG) sowie Flächen und Gegenständen im medizinischen Bereich. Die Tränkflüssigkeit bietet ein umfangreiches Wirkungsspektrum und kurze Einwirkzeiten. Damit macht sie FloraQUICK® Tücher vielseitig zur sicheren Hygiene einsetzbar.

Die gut verschließbare Dose stellt sicher, dass die handlichen Tücher nicht austrocknen.

Gutachten:

Liegen für die Tränkflüssigkeit vor - siehe FloraQUICK®



Flächendesinfektion