

## Provisorisches Verschlussmittel

- Gebrauchsfertig
- Geschmeidige Konsistenz
- Hohe Klebkraft
- Sicherer Randverschluss
- Eugenolfrei
- Nur 15 min Aushärtezeit

### Zusammensetzung:

In 100 g Provis® sind enthalten:

37,2 g Zinkoxid  
10,4 g Kaliumsulfat  
9,6 g Zinksulfat • 1 H<sub>2</sub>O

Farbe: weiß

Verpackungseinheit	Art.-Nr.
40 g Glas	601
3 x 40 g Großpackung	602

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

0721-62686-0  
info@favodent.com

CE 0482

# Provis®



### Anwendungsbereiche:

Provis® ist ein temporäres Verschlussmittel für die Kavität auf der Basis von Zinkoxid. Es zeichnet sich besonders aus durch seine geschmeidige Konsistenz, optimalen Randverschluss und geringe Aushärtezeit von nur 15 Minuten. Die hohe Klebkraft bleibt auch bei feuchtem Dentin erhalten. Das Produkt ist jederzeit leicht zu modellieren.

Provis® reizt die Pulpa nicht und lässt sich mit einer Sonde oder einem Exkavator leicht entfernen.



Dentalbedarf

REF 6018-01 2016-06 DE