

FloraQUICK®



Anwendungsbereiche:

FloraQUICK® ist eine gebrauchsfertige Sprüh- und Wischdesinfektion auf der Basis von Alkoholen zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten (gem. MPG) sowie Flächen und Gegenständen im medizinischen Bereich. Das umfangreiche Wirkungsspektrum und die sehr kurzen Einwirkzeiten machen FloraQUICK® vielseitig einsetzbar zur sicheren Keimtötung.

Gutachten:

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, A-Bischofshofen, DGHM-Verfahren, 03.2005

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, A-Bischofshofen, TbB-Wirksamkeit, 03.2005

Dr. med. habil. Schrader, Weimar, DGHM-Verfahren, 04.2005

Dr. J. Steinmann, Bremen, zur viruziden Wirksamkeit, 05.2005

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, A-Bischofshofen, zur bakteriziden Wirkung (MRSA-Stämme), 03.2005

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und Flächen

- Gebrauchsfertig
- Einwirkzeit 30 Sekunden
- Phenol- und aldehydfrei
- Angenehmer Geruch

Umfangreiches Wirkungsspektrum:

- Bakterizid inkl. MRSA-Stämme
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV

Wirkstoffkombination:

In 100 g FloraQUICK® sind enthalten:

37,0 % 1-Propanol

24,0 % Ethanol

Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. TbB und MRSA-Stämme), Pilze (Candida albicans) nach DGHM/VAH und Viren (inkl. HBV/HCV/HIV):

Hohe Belastung konz. 1 min.

Niedrige Belastung konz. 30 sec.

Verpackungseinheit	PZN	Art.-Nr.
250 ml Pumpsprühflasche	0260741	111
1 L Flasche	0260787	112
Sprühkopf für 1L Flasche		003
5 L Kanister	0281134	113

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

0721-62686-0

info@favodent.com

Flächendesinfektion

CE 0482 N-28103

REF 1128-01 2016-06 DE