

## Vielseitiges Hilfsmittel in der zahnärztlichen Praxis

- Pharmazeutische Qualität
- Unentbehrlich für jede Praxis
- Vielseitig verwendbar

### Zusammensetzung:

Vaselinum album  
DAB Ware

Farbe: rein weiß

Verpackungseinheit	Art.-Nr.
20 g Tube	720
12 x 20g Tube	712
30 g Dose	730
200 g Dose	700

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

0721-62686-0  
info@favodent.com



# Vaseline



### Anwendungsbereiche:

**Vaseline** ist universell in der Zahnmedizin einsetzbar, exemplarisch einige Indikationen:

- Mundbereich des Patienten vor der Abdrucknahme einbalsamieren
- Vermischen mit Zementen auf Zinkoxid-Eugenol-Basis zum Probetragen von Kronen und Brücken, um diese leicht wieder entfernen zu können.
- Einfetten eines Brückengliedes (Schutz der Kronenöffnung) mit Vaseline, um Zementreste nach dem Aushärten leichter entfernen zu können.
- Abdecken von Kunststofffüllungen und /oder Kunststoffverblendungen vor dem Aufbau von Bisskorrekturschienen o.ä. mit Acrylat, um ein Anpolimerisieren zu vermeiden.
- Isolieren von Matrizen bei Glasjonomerfüllungen.



**Dentalbedarf**

REF 7208-01 2016-06 DE